

# GIROFLEX ADAPT



REHA



**giroflex**  
designed to work

Entwickelt für Coxarthrose-Patienten  
Erhöhte Sitzposition mit Sitzneigung  
nach vorne

Exzellenter Sitzkomfort

Mit klimafunktionalem Giroflex-Bezugs-  
stoff «grano» erhältlich

Für klinisches Umfeld in Kunstleder  
erhältlich

Entwicklung in Zusammenarbeit  
mit Ärzten und Patienten

# GIROFLEX ADAPT REHA-COXARTHROSE-SESSEL

**Die Hilfsbereiten.** Unter Arthrose im Hüftbereich leiden viele Menschen. Die Beeinträchtigung ist äusserst schmerzhaft. Vor allem das Sitzen nach einer Hüftgelenk-Operation bereitet den Operierten oft grosse Schmerzen.

Der giroflex 33 wurde speziell für die Bedürfnisse von Coxarthrose-Patienten entwickelt. Der Sessel ermöglicht den Betroffenen mittels einer erhöhten Sitzposition und eines speziell nach vorne geneigten Sitzwinkels ein beschwerdefreies Sitzen. Zu einem grösstmöglichen Sitzkomfort unter speziellen Bedingungen trägt auch die definitive Sitzhöhe bei.

Diese hilft, durch Hineinlehnen das Becken zu entlasten.

Auf Wunsch wird der giroflex-Reha-Coxarthrose-Sessel mit Rollen ausgestattet. Dadurch gewinnt er an Mobilität und lässt sich leichter verschieben.

Der giroflex 33 ist für den Einsatz in therapeutischen Einrichtungen wie im privaten Umfeld gleichermassen geeignet. In der Grundausstattung verfügt der Reha-Coxarthrose-Sessel bereits über ein verchromtes Untergestell. Dadurch lässt er sich leichter reinigen, sieht attraktiv aus und erreicht eine hohe Lebensdauer.



Optional mit Krückenhalterung erhältlich



**33-7008-RC**  
→ Kunstlederbezug  
→ Kufengestell verchromt



**33-7009-RC**  
→ Kunstlederbezug  
→ Kufengestell verchromt  
→ Rollen 50 mm



**33-7009-RC**  
→ Kunstlederbezug  
→ Krückenhalterung  
→ Kufengestell verchromt  
→ Rollen 50 mm

# GIROFLEX ADAPT REHA-COXARTHROSE-SESSEL



33-7008-RC



33-7009-RC

Masse in cm		
Sitzhöhe, eingesessen	53	53
Sitzneigung nach vorne	-3°	-3°
Gesamthöhe	93	93
Rückenhöhe	38	38
Armlehnenhöhe	78	78
Sitzbreite	42	42
Rückenbreite	44	44
Gesamtbreite	64	64
Sitztiefe	43	43

**giroflex adapt REHA-Coxarthrose-Sessel:** Bezug in Kunstleder skai®Palma oder Stoff «Strong». Optional mit Krückenhaltern, Gleitern oder Rollen 50 mm. Diese Optionen sind immer nur den spezifischen Modellen vorbehalten.

## **Schweiz**

Stoll Giroflex AG  
CH-5322 Koblenz  
Tel.: +41 (0) 56 267 91 11  
info@giroflex.ch

## **Deutschland**

Giroflex GmbH  
D-78187 Geisingen  
Tel.: +49 (0) 7704 9279 0  
info@giroflex.de

## **Belgien**

Giroflex SA  
B-1200 Brüssel  
Tel.: +32 (0) 2 761 20 20  
info@giroflex.be

## **Niederlande**

Giroflex Nederland BV  
NL-1184 VW Ouderkerk aan de Amstel  
Tel.: +31 (0) 20 47 22 555  
info@giroflex.nl

## **Frankreich**

Giroflex France  
Tel.: +33 (0) 800 91 72 71  
info@giroflex.be

[www.giroflex.com](http://www.giroflex.com)