

# GIROFLEX ADAPT



LABORATOIRE



**giroflex**  
designed to work

Elimination de la charge  
électrostatique (ESD)  
selon DIN EN 61340-1 (en option)  
Cuir artificiel



- 63-3074-LAB**
- Revêtement similicuir
  - Dossier bas
  - Piètement à 5 branches en aluminium revêtu par poudre
  - Roulettes 50 mm

# GIROFLEX ADAPT SIÈGES DE LABORATOIRE

**Pour les travaux de recherche intensifs.** Les sièges de laboratoire Giroflex particulièrement adaptés aux environnements de recherche. On les trouve dans les espaces médicaux, chimiques, informatiques ainsi que dans ceux dédiés aux sciences de la vie. Les sièges de laboratoire Giroflex ont été conçus tout spécialement pour les espaces où des essais sont réalisés dans le respect de règles d'hygiène strictes et d'un contrôle poussé des objets. Afin que les chercheurs et les laborantins soient en mesure de se

concentrer entièrement sur leur travail, leur siège doit pouvoir être réglé avec précision, lors des observations au microscope notamment. Quel que soit le modèle que vous aurez choisi, les sièges robustes et polyvalents de Giroflex répondront exactement à vos besoins. Disponibles en plusieurs couleurs et dotées d'un design contemporain, ils sont parfaitement adaptés aux environnements classiques des laboratoires ainsi qu'aux bureaux modernes.



- 63-7574-LAB**
- Revêtement similicuir
  - Accoudoirs 1D
  - Dossier haut
  - Piètement à 5 branches en aluminium poli
  - Roulettes 65 mm, chromées



- 64-3078-LAB**
- Revêtement similicuir
  - Dossier bas
  - Toutes les parties en aluminium revêtu par poudre
  - Piètement à 5 branches en aluminium revêtu par poudre
  - Roulettes 50 mm




- 64-7578-LAB**
- Revêtement similicuir
  - Dossier haut
  - Accoudoirs 3D
  - Toutes les parties en aluminium revêtu par poudre
  - Piètement à 5 branches en aluminium revêtu par poudre
  - Cache colonne
  - Roulettes 65 mm




- 353-4529-LAB**
- Revêtement similicuir
  - Piètement 5 branches en plastique
  - Roulettes 50 mm

# GIROFLEX ADAPT SIÈGES DE LABORATOIRE



Dimension en cm	353-4529-LAB	353-8529-LAB	63-3074-LAB	63-7074-LAB	63-3574-LAB	63-7574-LAB
Hauteur d'assise, chargé	39-51	39-51	40-53	40-53	40-53	40-53
Hauteur totale	100-119	100-119	82-103	82-103	95-115	95-115
Hauteur dossier	60-66	60-66	39-46	39-46	52-59	52-59
Largeur assise	49	49	43	43	43	43
Largeur dossier	46	46	42	42	42	42
Largeur totale	70	70	67	67	67	67
Profondeur d'assise	38-44	38-44	37-42	37-42	37-42	37-42



Dimension en cm	64-3078-LAB	64-7078-LAB	64-3578-LAB	64-7578-LAB
Hauteur d'assise, chargé	40-52	40-52	40-52	40-52
Hauteur totale	92-111	92-111	100-119	100-119
Hauteur dossier	47-54	47-54	55-62	55-62
Largeur assise	45	45	45	45
Largeur dossier	43	43	43	43
Largeur totale	66	66	66	66
Profondeur d'assise	41.5-44	41.5-44	41.5-44	41.5-44

**giroflex adapt – sièges de laboratoire** : Disponibles en différentes largeurs d'assise et hauteurs de dossier et, en option, avec soutien lordose à profondeur réglable. Cuir artificiel en plusieurs coloris. Cache-colonne. Piètement à 5 branches en aluminium poli ou thermolaqué en différentes couleurs à choix. Roulettes de 50 mm ou 65 mm. Dossier recouvert, divers accoudoirs, inclinaison réglable de l'assise, modèle antistatique, hauteurs spéciales de siège, résistance améliorée à la force de pression du dos. Ces options sont réservées à des modèles spécifiques.

## Suisse

Stoll Giroflex SA  
CH-5322 Koblenz  
Tél. : +41 (0) 56 267 91 11  
info@giroflex.ch

## Allemagne

Giroflex GmbH  
D-78187 Geisingen  
Tél. : +49 (0) 7704 9279 0  
info@giroflex.de

## België

Giroflex SA  
B-1200 Bruxelles  
Tél. : +32 (0) 2 761 20 20  
info@giroflex.be

## Pays-Bas

Giroflex Nederland BV  
NL-1184 VW Ouderkerk aan de Amstel  
Tél. : +31 (0) 20 47 22 555  
info@giroflex.nl

## France

Giroflex France  
Tél. : +33 (0) 800 91 72 71  
info@giroflex.be

[www.giroflex.com](http://www.giroflex.com)

**giroflex**  
designed to work